

MiroPure 4 in 1 Pedicure Nail Nipper Set

## Safety Warning




To ensure proper operation of this device, please read the instructions carefully before using the appliance. Kindly refer to it for future use.

1. For the people who has developed paronychia or swelling and infection at the nails part, please clean your nails and the clipper to make sure they are bacteria free.
2. Keep the device away from fire or corrosive liquids.
3. Stop using the device if it is damaged or broken.
4. Keep the set out of the reach of children.

## Product Structure



Material: Surgical Grade Stainless Steel



This kit is equipped with 4 items, specializing in 4 main functions.

1. Nail File: File your nails with a lighter touch, in any direction, without damaging the nail.
2. Nail Cleaner: Clean the underneath nails safely and effectively.

English 1

## INSTRUCTIONS



1. Soak your feet to soft the nails to ensure the trimming process is more comfortable. Add some salt or antibacterial soap in the warm water and put your feet in for about 10 minutes.
2. Caution: For the people who has developed paronychia or the nail has caused swelling and infection, please clean your nails and the items to make sure they are bacteria free.
3. Use the nail clipper or nail nipper to cut the nails according to your needs.
4. Use the Nail file to file the cutting edges to get a smooth result.
5. Use the nail cleaner to clean the underneath nails.
6. Wipe the items with alcohol after use to avoid germs. The nail nipper comes with a protective cover for the blades to keep the nail nipper safe and hygienic. Slide down the spring and store put on the plastic cover. Put the case at dry and ventilated place.
7. Warning: This product is very sharp. Please keep out of the reach of children!

English 2

## Contact Us



Thank you for purchasing the MiroPure 4 in 1 Pedicure Nail Nipper Set. If you need any product support, kindly contact our professional MiroPure Support Team by E-mail: [service@miropure.co.uk](mailto:service@miropure.co.uk)  
Website: <http://www.miropure.co.uk>  
Facebook: <https://www.facebook.com/MiroPure>

English 3

## Sicherheitswarnung




Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen, um den ordnungsgemäßen Betrieb dieses Gerätes zu gewährleisten. Bitte ebenso für zukünftige Verwendung beachten.

1. Personen die Nagelfalzentzündung oder Schwellung und Infektionen an den Nägeln haben sollten gilt es, die Nägel und den Nagelknipser zu reinigen um sicher zu gehen, dass keine Bakterien und Keime vorhanden sind.
2. Halten Sie das Gerät von Feuer oder korrosiven Flüssigkeiten fern.
3. Benutzen Sie das Gerät nicht falls es beschädigt oder defekt sein sollte.
4. Halten Sie das Set außer Reichweite von Kindern.

## Product Structure



Material: Rostfreier Stahl von chirurgischer Qualität



Das Kit besteht aus vier Stücken, durch die vier verschiedene Funktionen ermöglicht werden.

1. Nagelfeile: Feilt ihre Nägel schon bei leichter Berührung und zwar in jeder Richtung ohne dabei dem Nagel zu schaden.
2. Nagelreiniger: Reinigt sicher und effektiv unter den Nägeln.

Deutsch 4

3. Nagelzange: Das spezielle Design der scharfen, gebogenen Klingen macht es einfach, Dicke oder eingewachsene Nägel präzise und effektiv zu schneiden. Der gerippte Griff wurde entworfen um einen besseren Halt zu bieten und um das aus der Hand rutschen zu vermeiden.
4. Nagelknipser: Präzisionsklingen, die für einen sauberen Schnitt und dadurch für ein gut gepflegtes Aussehen sorgen. Kein Reißen oder Splintern.

## GEBRAUCHSANWEISUNG



1. Weichen Sie ihre Füße ein, damit die Nägel weich werden um das Schneiden angenehmer zu machen. Fügen Sie Salz oder antibakterielle Seife ins warme Wasser hinzu und baden Sie ihre Füße etwa 10 Minuten darin.
2. Achtung: 1. Personen die Nagelfalzentzündung oder Schwellung und Infektionen an den Nägeln haben sollten gilt es, die Nägel und die Geräte zu reinigen um sicher zu gehen, dass keine Bakterien und Keime vorhanden sind.
3. Nutzen Sie den Nagelknipser oder die Nagelzange um ihre Nägel ihren Bedürfnissen nach zu schneiden.
4. Nutzen Sie die Nagelfeile um die Schnittkanten zu feilen, damit Sie ein geschmeidiges Resultat erzielen.
5. Nutzen Sie den Nagelreiniger um Schmutz unter den Nägeln zu beseitigen.
6. Reinigen Sie die Geräte nach der Benutzung mit Alkohol um Bakterien zu beseitigen. Die Nagelzange verfügt über eine Schutzhülle, welche die Klingen sichern und sauber halten. Schieben Sie die Feder nach unten bis zum einrasten und setzen Sie die Plastikhülle auf. Lagern Sie die die Hülle an einem trockenen und gut durchlüfteten Ort.
7. Warnung: Dieses Produkt ist sehr scharf. Bitte halten Sie es außer Reichweite von Kindern!

Deutsch 5

## Kontaktieren Sie uns



Danke für den Kauf des MiroPure 4 in 1 Pediküre Nagelzangen Set. Sollten Sie Unterstützung zum Produkt benötigen, bitten wir Sie unser professionelles MiroPure Support Team über die folgenden Adressen zu kontaktieren:  
E-Mail: [service@miropure.co.uk](mailto:service@miropure.co.uk)  
Website: <http://www.miropure.co.uk>  
Facebook: <https://www.facebook.com/MiroPure>

Deutsch 6

## Mise en garde




Pour faire un usage approprié de ces instruments, veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant de les utiliser. Référez-vous à celles-ci même pour un usage ultérieur.

1. Pour les personnes qui ont développé un panaris ou un gonflement et une infection des ongles, veuillez désinfecter le coupe-ongles et les ongles après utilisation pour vous assurer que les bactéries ont disparues.
2. Gardez l'instrument loin du feu ou de liquides corrosifs.
3. Arrêtez d'utiliser l'instrument s'il est endommagé ou cassé.
4. Gardez l'instrument hors de la portée des enfants.

## Caractéristiques du produit



Matériau : Acier inoxydable de style chirurgical



Ce kit est équipé de 4 instruments, spécialisés dans 4 fonctions principales.

1. Lime à ongles : limez vos ongles plus délicatement, dans n'importe quelle direction, sans l'abimer.
2. Curette à ongles : nettoyez le dessous de vos ongles efficacement et en toute sécurité.

Français 7

3. Pince à ongles : la conception spéciale des lames courbes et pointues permet de couper les ongles épais ou incarnés de façon précise et efficace. La poignée antiglisse est conçue pour augmenter la traction et éviter le glissement du doigt.
4. Coupe-ongles : lames de précision qui donnent une coupe propre pour un effet bien soigné. Pas de risque de déchirures ou d'écaillages.

## INSTRUCTIONS



1. Faites tremper vos pieds pour ramollir les ongles ce qui rendra le processus de coupe plus confortable. Ajouter du sel ou du savon antibactérien dans de l'eau chaude et mettez vos pieds à tremper pendant environ 10 minutes.
2. Attention ! Pour les personnes qui ont développé un panaris ou un gonflement et une infection de l'ongle, nettoyez vos ongles et les instruments de pédicure pour vous assurer qu'ils sont débarrassés des bactéries.
3. Utilisez le coupe-ongles ou la pince à ongles pour vous couper les ongles selon besoins.
4. Utilisez la lime pour finir le contour des parties coupées.
5. Utilisez la curette pour nettoyer correctement le dessous de vos ongles.
6. Nettoyez les instruments avec un linge imbibé d'alcool après utilisation pour éviter le développement de germes. La pince à ongles est livré avec un étui de protection pour les lames. Ainsi, on garde la pince à ongles en sécurité et de façon hygiénique. Faites glisser le ressort et rangez-le dans son étui en plastique. Placez le boîtier à un endroit sec et ventilé.
7. Attention : cet instrument est très pointu. Gardez-le hors de portée des enfants !

Français 8

## Nous contacter



Nous vous remercions d' avoir acheté le Set de pédicure 4 en 1 MiroPure. Si vous avez besoin d' aide en rapport avec notre produit, n' hésitez pas à contacter notre équipe professionnelle de service après-vente MiroPure par  
E-mail : [service@miropure.co.uk](mailto:service@miropure.co.uk)  
Site internet : <http://www.miropure.co.uk>  
Facebook : <https://www.facebook.com/MiroPure>

Français 9

## Advertencia de seguridad




Por favor, lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el producto para asegurar manejo adecuado. Por favor, consúltelas para uso futuro.

1. Las personas que padecen de paroniquia, o inflamación y tienen una infección en región de uñas, por favor, limpie las uñas y el cortaúñas para asegurarse de que estén libres de bacterias.
2. Mantenga el producto alejado del fuego o de líquidos corrosivos.
3. Deje de usar el dispositivo si está dañado o roto.
4. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.

## Estructura del producto



Material: Acero inoxidable quirúrgico



Este kit contiene 4 piezas especializadas para 4 funciones principales.

1. Lima de uñas: Lima las uñas delicadamente en cualquier dirección sin dañarlas.
2. Limpiaúñas: Limpia las uñas por debajo de forma segura y eficaz.

Español 10

3. Alicates de uñas: El diseño especial de las cuchillas curvadas con puntas afiladas facilita el corte de uñas de los pies gruesas/encarnadas de manera precisa y eficaz. El mango de agarre ergonómico está diseñado para ser piel-amistoso, flexible y cómodo al sostener y para aumentar la tracción.
4. Cortaúñas: Cuchillas de precisión proporcionan el corte limpio de uñas para darles una buena apariencia. No hay trozos esparcidos.

## INSTRUCCIONES



1. Remoje los pies para ablandar las uñas y asegurar que el proceso de recorte sea más cómodo. Ponga sus pies en el agua tibia durante 10 minutos y añada un poco de sal o jabón antibacteriano.
2. Advertencia: Para las personas que padecen de paroniquia, tienen inflamación o infección de uñas, por favor, desinfecte las uñas y el producto para asegurarse de que estén libres de bacterias.
3. Dependiendo de sus necesidades, utilice el cortaúñas o los alicates de uñas para cortar las uñas.
4. Utilice la lima de uñas para redondear los bordes de la uña, suavizarlos y darles forma.
5. Utilice el limpiaúñas para limpiar suciedad por debajo de las uñas.
6. Después del uso, limpie los productos con alcohol para evitar gérmenes. Los alicates de uñas tienen una tapa protectora para las cuchillas que los mantiene seguros e higiénicos. Limpie las cuchillas y vuelva a montar la protección de plástico. Coloque la caja en lugar seco y ventilado.
7. Advertencia: Este producto es muy afilado. ¡Manténgalo fuera del alcance de los niños!

Español 11

## Contáctenos



Gracias por comprar el MiroPure 4 in 1 Set de pedicura con alicates de uñas. Si necesita cualquier asistencia sobre productos, por favor, contacte a nuestro equipo de apoyo de MiroPure por

Correo electrónico: [service@miropure.co.uk](mailto:service@miropure.co.uk)  
Sitio web: <http://www.miropure.co.uk>  
Facebook: <https://www.facebook.com/MiroPure>

Español 12

## Avvertenze sulla sicurezza




Per garantire il corretto funzionamento di questo dispositivo, si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio. Si prega di fare riferimento a queste per futuri utilizzi.

1. Per le persone affette da paronichia, gonfiore o infezioni a livello ungueale, si consiglia di pulire le unghie ed il tagliaunghie per eliminare tutti i batteri.
2. Tenere l' apparecchio lontano dal fuoco o da liquidi corrosivi.
3. Smettere di utilizzare l' apparecchio se è danneggiato o rotto.
4. Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.

## Descrizione del prodotto



Materiale: Acciaio Inossidabile Chirurgico



Questo kit è dotato di 4 strumenti, specifici per le seguenti 4 funzioni.

1. Limetta: Lima le tue unghie delicatamente, in ogni direzione, senza danneggiarle.
2. Pulisci-Unghie: per una pulizia efficace e sicura sotto le tue unghie.

Lingua Italiana 13

3. Tronchesina: Il disegno delle lame affilate e curve permette di tagliare le unghie dei piedi spesse o incarnite in modo facile ed efficace. L' impugnatura incurvata è ideale per aumentare la trazione ed evitare lo scivolamento del dito.
4. Tagliaunghie : Le Lame ad alta precisione assicurano un taglio pulito per un look curato. Nessuna sfaldatura o scheggiatura.

## ISTRUZIONI



1. Metti a bagno i tuoi piedi per ammorbidire le unghie, in modo che il taglio sia più facile. Aggiungi del sale o del sapone antibatterico nell' acqua calda e immergi i tuoi piedi per circa 10 minuti.
2. Attenzione: Per le persone affette da paronichia, gonfiore o infezioni ungueali, pulire le unghie e gli attrezzi per eliminare tutti i batteri.
3. Utilizza la tronchesina ed il tagliaunghie per tagliare le unghie secondo le tue esigenze.
4. Utilizza la limetta per rifinire i bordi ed ottenere un risultato preciso.
5. Utilizza lo strumento Pulisci-unghie per pulire la parte sottostante le tue unghie.
6. Disinfetta tutti gli strumenti con l' alcol dopo l' uso, per eliminare i germi. Il tagliaunghie è dotato di una custodia protettiva per le lame, per tenerlo al sicuro e lontano dai batteri. Abbassa la levetta del tagliaunghie e infila la custodia. Riponila in un luogo asciutto e ventilato.
7. Avvertenze: Questo strumento è molto tagliente. Tenerlo lontano dalla portata dei bambini!

Lingua Italiana 14

## Contattaci



Grazie per aver acquistato il Set Pedicura Tronchesina MiroPure 4 in 1. Per qualsiasi domanda, contatta pure il team Assistenza MiroPure tramite  
E-mail: [service@miropure.co.uk](mailto:service@miropure.co.uk)  
Sito web: <http://www.miropure.co.uk>  
Facebook: <https://www.facebook.com/MiroPure>

Thank you very much for using our product. Please read the user manual carefully before use, and keep it for future reference

MiroPure 4 in 1  
Pedicure Nail  
Nipper Set

Lingua Italiano 15